



RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.

1540 W. Thorndale Avenue, Itasca, IL 60143 USA

1-800-323-4348 | Made in USA | Rx Only

RelianceOrthodontics.com



RelianceOrthodontics.com



ITC TRANSLATIONS

ITC USA

2000 PGA Blvd., Suite 4440

Palm Beach Gardens, FL 33408



EMERGO EUROPE

Westervoortsedijk 60

6827 AT Arnhem

The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR

EMERGO AUSTRALIA

Level 20, Tower 1l, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney, NSW 2000, Australia

U.K. PERSON RESPONSIBLE

EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED

c/o Cr360 – UL International

Compass House, Vision Park Histon

Cambridge

CB24 9BZ

England, United Kingdom

SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE

MedEnvoy Global BV

Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office

Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



GOTO

FLUORESCING


LIGHT CURE

ORTHODONTIC

ADHESIVE



INSTRUCTIONS FOR USE



EN - ENGLISH

INDICATIONS FOR USE: GoTo® is intended for use as a light cure bracket adhesive.

INSTRUCTIONS FOR USE:

Tooth Preparation: Prophyl the enamel surfaces with 1st & Final®, rinse and dry thoroughly.

Etching: Apply etching agent onto the entire area to be bonded. Allow 30 seconds for etching. Rinse and dry thoroughly.

Primer Application: Apply 1 coat of Assure Plus and dry with air.

Application of Paste to Bracket: Apply adhesive to bracket pad and smear into the bracket mesh. Apply bracket to the primed tooth surface. Light cure adhesive at close proximity for 10 seconds* .

Note: Unpolymerized GoTo presents pink in color and fades once cured. GoTo will fluoresce under the presence of a blacklight.

Bracket and Adhesive Removal:

To remove GoTo™ use a ligature cutter to grab the adhesive at the bracket/enamel interface and pinch the bracket from the tooth. Remaining material can be removed with a Renew® Finishing System Bur and Renew® Finishing System #383 Point.

⚠️ **PRECAUTIONS:** Unpolymerized resins may cause skin sensation in susceptible persons. In case of contact with the skin, wash thoroughly with soap and water. If accidentally instilled into eye, flush with copious amounts of water and seek medical attention immediately. Contact with other tissues: rinse spill area immediately with copious amounts of water for several minutes. Avoid placement of etching agent on soft tissue.

⚠️ Use of UV, halogen and LED curing lights can be associated with eye damage. The patient, doctor and the assistant should wear properly designed protective eyewear when using these light curing devices.

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff

⚠️ **TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-25°C)

PATIENT POPULATION: The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

CONTRAINDICATIONS: Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

SAFE DISPOSAL: Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous- waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

WARRANTY: Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from the use of or inability to use the products as described. Before using, it is the responsibility of the user to determine the suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

RX ONLY: U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

NOTICE: Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

TO REORDER: #GTP, #GTP2, #GTT, #GTPCC, #GTPCC2

BG - BULGARIAN

ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА: GoTo® е предназначен за използване като адхезив за леко втвърдяване на скоби.

ИНСТРУКЦИИ ЗА УПОТРЕБА:

Подготовка на зъбите: Почистете емайловете повърхности с 1st & Final®, изплакнете и подсушете добре.

Ецване: Нанесете вещество за ецване върху цялата област, която ще бъде свързана. Оставете 30 секунди за ецване. Изплакнете и подсушете добре.

Нанасяне на грунд: Нанесете 1 слой от Assure Plus и подсушете с въздух.

Нанасяне на паста върху скобата: Нанесете лепило върху подложката на скобата и намажете и мрежата на скобата. Сложете скобата върху грундираната повърхност на зъба. Лепило за леко втвърдяване в непосредствена близост за 10 секунди*.

Забележка: Неполимеризираният GoTo® е розов цвят и избледнява след втвърдяване. GoTo ще флуоресцира при налячието на черна светлина.

Махане на скобата и лепилото:

За да премахнете GoTo™, използвайте резец за лигатура, за да хванете лепилото в интерфейса на скобата/емайла и да откратче скобата от зъба. Останалият материал може да се отстрани с Renew® Finishing System Bur и Renew® Finishing System # 383 Point.

⚠️ **ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ:** Неполимеризираните смоли може да причинят кожни усещания при чувствителни лица. В случай на контакт с кожата измийте обилно със сапун и вода. При случайно попадане в очите промийте

обилно с вода и незабавно потърсете медицинска помощ. Контакт с други тъкани: незабавно изплакнете мястото на разлив с обилно количество вода и продължете на няколко минути. Избягвайте нанасянето на вещество за ецване върху меки тъкани.

⚠️ Използването на UV, халогенна и LED светлина за втвърдяване може да е свързано с увреждане на очите. Пациентът, лекарят и асистентът трябва да носят правилно проектирани защитни очила, когато използват тези устройства за втвърдяване със светлина.

⚠️ **ТЕМПЕРАТУРНО ОГРАНИЧЕНИЕ:** Да се съхранява на стайна температура (15–25°С.)

Предпазни очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ: Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтоско лечение съгласно посоченото от клиницистите.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ: Залепването на приставки при пациенти с компрометирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуващи зъбни заболявания (напр. декалцификация, кариозни лезии, големи реставрации) може да повиши риска от увреждане на зъбите.

БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ: Изхвърляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби, при лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на празни чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

ГАРАНЦИЯ: Reliance Orthodontics Products, Inc. признава своята отговорност да замени продуктите, ако се докаже, че са дефектни. Reliance Orthodontics Products, Inc. не поема отговорност за всякакви вреди или загуби, преки или последищия, произтичащи от употребата или невъзможността за употреба на продуктите така, както е описано. Преди употреба потребителят трябва да определи пригодността на продукта за неговата предназначена употреба. Потребителят поема целия риск и отговорност във връзка с горното.

САМО ПО ЛЕКАРСКО ПРЕДПИСАНИЕ: Федералният закон на САЩ ограничават продажбата на това изделие само от или по поръчка на лекар-специалист по дентална медицина.

ЗАБЕЛЕЖКА: Докладвайте на Reliance всякакви сериозни инциденти, както и на компетентните институции в държавата, където потребителят и/или пациентът живеят.

CS - CZECH

INDIKACE K POUŽITÍ: GoTo ® je určeno k použití jako světlem polymerované adhezivum na zámký.

NÁVOD K POUŽITÍ:

Příprava zubu : Profylakčně ošetřete povrchu skloviny pomocí 1st & Final®, opláchněte je a důkladně osušte.

Leptání: Leptadlo naneste na celou plochu, která má být bonována. Nechejte leptat 30 sekund. Opláchněte a důkladně osušte.

Nanesení primeru: Naneste 1 vrstvu Assure Plus a osušte vzduchem.

Nanesení pasty na zámký: Naneste adhezivní materiál na podložku zámkú a vetřete jej do síťoviny zámkú. Nasadte zámek na povrch zubu ošetřený primerem. Lehce vytřezujte adhezivum z těsné blízkosti po dobu 10 sekund*.

Poznámka: Nepolymerizovaný GoTo má růžovou barvu a po vytvrzení vybledne. GoTo bude fluoeskovat za přítomnosti černého světla.

Odstránění zámkú a adhezivního materiálu:

Chcete-li odstranit GoTo™, použijte frézu na ligaturu k uchopení adheziva na rozhraní zámeč/sklovina a sevřením vytáhněte zámeč ze zubu. Zbývající materiál je možno odstranit pomocí vrtáčku dokončovacího systému Renew® a hrotem č. 383 dokončovacího systému Renew®.

⚠️ **OPATŘENÍ:** Nepolymerizované pryskyřice mohou u vnímavých osob způsobit senzibilizaci kůže. V případě kontaktu s kůží důkladně omyjte mydlem a vodou. Při náhodném vniknutí do očí vypláchněte velkým množstvím vody a okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Kontakt s ostatními tkáněmi: plochu zasaženou rozlitím okamžitě oplachujte velkým množstvím vody několik minut. Nepoužívejte leptací prostředek na měkkou kťář.

⚠️ Použití UV, halogenových a LED polymeračních světél může být spojeno s poškozením očí. Při používání těchto světelných polymeračních zařízení by měl pacient, lékař a asistent nosit správně navržené ochranné brýle.

⚠️ **OMEZENÍ TEPLOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25°С.)

Jak pacient, tak stomatologický personál by měli mít ochranné brýle.

POPULACE PACIENTŮ: Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákrok podle indikace klinického stomatologa.

KONTRAINDIKACE: Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující zubní potíže (např. odvěrnění, kazivé léze, velké výplně), může zvýšit riziko poškození zubů.

BEZPEČNÁ LIKVIDACE: Obsah a obal odevzdejte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli

služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou prázdných čistých nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předaním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

ZÁRUKA: Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktů, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z použití nebo nemožnosti používat produkty, jak je popsáno. Před použitím je uživatel zodpovědný za určení vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

POUZE NA LÉKARSKÝ PŘEPIS: USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubního lékaře nebo na jejím základě.

POZNÁMKA: Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém žijete a/nebo pacient sídlí, jakoukoli závažnou událost.

DA - DANISH

INDIKATIONER GoTo ® er beregnet som bindemiddel ved lyszærdning af brackets.

BRUGSANVISNING:

Tandpræparation: Rens emaljeoverfladerne med 1st & Final ®, skyl og tør omhyggeligt.

Ætsning: Påfør ætsemiddel på hele det område, der skal bondes. Lad det sidde 30 sekunder til ætsning. Skyl, og tør omhyggeligt.

Primer-anvendelse: Påfør 1 lag Assure Plus og tør med luft.

Påføring af pasta på bracket: Påfør bindemiddel på bracketpuden og smør på bracketnettet. Påfør bracket på den primede tandoverflade. Lyszærdende bindemiddel i umiddelbar nærhed i 10 sekunder *.

Bemærk: Upolymeriseret GoTo har en lyserød farve og falmer, når den er hærdet. GoTo vil fluorescere under tilstedeværelsen af et sort lys.

Fjernelse af bracket og bindemiddel:

For at fjerne GoTo™ skal der bruges en ligaturskærer til at fange bindemidlet ved grænsefladen mellem bracket og emalje, og fjerne bracket fra tanden. Resterende materiale kan fjernes med et Renew® Finishing System Bur og Renew® Finishing System # 383 Point.

⚠️ **FORHOLDSREGLER:** Upolymeriserede resiner kan forårsage hudreaktion hos følsomme personer. I tilfælde af kontakt med huden afvaskes grundigt med vand og sæbe. Hvis der ved et uheld kommer noget i øjet, skal der skylles med rigelig mængde vand og straks søges læge. Ved kontakt med andre væv skylles det berørte område straks med rigelig mængde vand i flere minutter. Undgå at komme ætsemiddel på blødt væv.

⚠️ Brug af UV-, halogen- og LED-hærdelamper kan forbindes med øjenskader. Patienten, lægen og assistenten bør anvende korrekt designede beskyttelsesbriller ved brug af disse lyszærdende enheder.

⚠️ **TEMPERATURBEGRÆNSNING:** Opbevares ved stuetemperatur (15-25 grader C.)

Beskyttelsesbriller bør bæres af patienten og tandlægepersonalet.

PATIENTPOPULATION: Produktet er tilsigtet pædiatrisk patienter, samt voksne, som anbefales klinisk ortodontisk behandling.

KONTRAINDIKATIONER: Det kan øge risici for tandskader at binde vedhæftninger hos patienter med dårlig tand- og mundsundhed, såsom dårlig tandhygiejne, parodontose eller forudeksisterende tandsygdomme (f.eks. afkalkning, karies, store rekonstruktioner).

SIKKERT BORTSKAFFELSE: Indhold og beholder bør bortskaffes som specialaffald eller farligt affald i henhold til lokal, regional, national or/eller international lovgivning af en godkendt renovationsvirksomhed eller på et godkendt sted, undtagen tomme, rengjorte beholdere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald på et affaldssted til farligt eller specialaffald.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig ansvaret for at erstatte et produkt, der viser sig at være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtager sig intet ansvar for skader eller tab, direkte eller efterfølgende, der skyldes brugen af eller manglende kendskab til brug af produktet som foreskrevet. Det er brugers ansvar at vurdere før brug, om produktet er egnet til den tilsigtede anvendelse. Brugeren påtager sig enhver risiko og ethvert ansvar i forbindelse med brugen.

KUN ORDINATION: Amerikansk Federal lov forbeholder dette produkt udelukkende til salg efter ordre fra en tandlæge.

BEMÆRK: Enhver alvorlig hændelse skal rapporteres til Reliance og den kompetente myndighed i den stat, hvor brugeren og/eller patienten er bosiddende.

DE - GERMAN

ANWENDUNGSHINWEISE: GoTo® ist zur Verwendung als lichthärtender Bracketkleber vorgesehen.

GEBRUCHSANWEISUNG:

Präparation der Zähne: Reinigung der Schmelzoberflächen mit 1st & Final®, danach gründliche Spülung und Trocknung.

Ätzung: Das Ätzmittel auf die gesamte zu verklebende Fläche auftragen. Für die Ätzung 30 Sekunden verstreichen lassen. Gründliche Spülung und Trocknung.

Auftragen des Primers: 1 Schicht Assure Plus auftragen und mit Luft verblasen.

Auftragen von Paste auf das Bracket: Kleber auf das Bracket-Pad auftragen und in das Bracket-Netz schmieren. Das Bracket auf der präparierten Zahnoberfläche anbringen. Den Kleber in unmittelbarer Nähe 10 Sekunden lang mit Licht aushärten*.

Hinweis: Unpolymerisiertes GoTo weist eine rosa Farbe auf und verblasst nach dem Aushärten. GoTo fluoresziert unter Schwarzlicht.

Entfernen von Bracket und Kleber:

Zum Entfernen von GoTo™ einen Ligaturschneider verwenden, um den Kleber an der Schnittfläche von Bracket und Zahnschmelz zu fassen und das Bracket vom Zahn abzuheben. Verbleibendes Material kann mit einem Renew® Beschichtungssystem-Bohrer und einem Renew® Beschichtungssystem-#383-Punkt entfernt werden.

⚠️ **VORSICHTSMASSNAHMEN:** Unpolymerisierte Harze können bei empfindlichen Personen eine Hautempfindung hervorrufen. Bei Berührung mit der Haut gründlich mit Wasser und Seife waschen. Das Auge bei versehentlichem Einträufeln mit reichlich Wasser ausspülen und sofort einen Arzt aufsuchen. Kontakt mit anderem Gewebe: Betroffenen Bereich sofort mehrere Minuten lang mit reichlich Wasser ausspülen. Die Platzierung des Ätzmittels auf Weichgewebe vermeiden. ⚠️ Die Verwendung von UV-, Halogen- und LED-Härtungslampen kann mit Augenschäden einhergehen. Der Patient, der Arzt und die Assistentzkräfte sollten bei Verwendung dieser Lichthärtungsgeräte eine ordnungsgemäß ausgelegte Schutzbrille tragen.

⚠️ **TEMPERATURBEGRÜNZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15-25 Grad C.)

Sowohl der / die Patientin als auch das zahnärztliche Personal sollten eine Schutzbrille tragen.

PATIENTENGRUPPE: Die vorgesehene Patientengruppe sind Kinder und Erwachsene, welche nach entsprechender Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.

KONTRAINDIKATIONEN: Die Befestigung von Zahnersatz bei Patienten mit Oralein Gesundheitsproblemen, wie z. B. schlechter Mundhygiene, Parodontalerkrankungen oder bestehenden Zahnerkrankungen (d. h. Entkalkung, kariöse Läsionen, umfangreiche Restaurationen) kann zu einem erhöhten Risiko von Zahnschäden führen.

SICHERE ENTSORGUNG: Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Problemabfallentsorgung, einem zugelassenen Unternehmen für die Entsorgung von Problemabfällen oder einer Sammelstelle für Problemabfälle zuführen. Ausgenommen sind leere, saubere Behälter, welche als nicht gefährlicher Abfall entsorgt werden können.

GARANTIE: Reliance Orthodontic Products, Inc. nimmt seine Verantwortung ernst und ersetzt Produkte, die nachweislich defekt sind. Reliance Orthodontic Products, Inc. übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die direkt oder indirekt aus der Verwendung der Produkte resultieren bzw. aus dem Unvermögen, diese gemäß der Beschreibung anzuwenden. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, vor dem Gebrauch des Produkts dessen Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen. Der Benutzer übernimmt das gesamte Risiko und die damit zusammenhängende Haftung.

VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG: Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

HINWEIS: Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

EL - GREEK

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ: Το GoTo® προορίζεται για χρήση ως φωτοπολυμεριζόμενο συγκολλητικό αγκυλίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:

Παρασκευή δοντιού: Προφυλάξτε τις αδαμάντινες επιφάνειες με το 1st & Final®, ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Αδρωποίηση: Εφαρμόστε το αδρωποητικό μέσο επάνω σε ολόκληρη την επιφάνεια που πρόκειται να συγκολληθεί. Αφίστε να περάσουν 30 δευτερόλεπτα για την αδρωποίηση. Ξεπλύνετε και στεγνώστε προσεκτικά.

Εφαρμογή ενεργοποιητή: Εφαρμόστε 1 στρώση Assure Plus και στεγνώστε με αέρα.

Εφαρμογή της πάτας στο αγκύλιο: Εφαρμόστε συγκολλητικό στη βάση του αγκυλίου και επαλείψτε το αγκύλιο στην προετοιμασμένη επιφάνεια του δοντιού. Φωτοπολυμερίστε το συγκολλητικό από κοντινή απόσταση για 10 δευτερόλεπτα. *

Σημείωση: Το μη πολυμερισμένο GoTo παρουσιάζει ροζ χρώμα και ξεθωιάζει μόλις ασηθρυνθεί. Το GoTo θα θφορίζεi υπό την παρουσία μαύρου φωτός.

Αφαίρεση αγκυλίου και συγκολλητικού:

Για να αφαιρέσετε το GoTo™ χρησιμοποιήστε έναν κόφτη σφραμάντων προσδεδεώνω για να συγκρατήσετε το συγκολλητικό μέσο στο σημείο σύνδεσης αγκυλίου/αδαμάντινης και τραβήξτε το αγκύλιο από το δόντι. Το υπόλοιπο υλικό μπορεί να αφαιρεθεί με την εγγλυφίδα του συστήματος στήλβωσης Renew® και το μπετό άκρο του συστήματος στήλβωσης Renew®, αριθμός 383.

indications. Avant l'utilisation, il incombe à l'utilisateur de déterminer si le produit convient à l'usage auquel il est destiné. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE : ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

REMARQUE: tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainski qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont installés.

Réglage du réglage de la tension des ressorts sur un appareil de type Assure Plus

HR - CROATIAN

INDIKACIJE ZA UPOTREBU: Proizvod GoTo® koristi se kao adheziv za bravice pri svjetlosnom učvršćivanju.

UPUTE ZA UPOTREBU:

Priprema zuba: Profilirajte površinu cakline pomoću sredstva 1st & Final®, isperite i temeljito osušite.

Jetkanje: Nanosite sredstvo za jetkanje na cijelo područje koje se veže. Ostavite 30 sekundi da djeluje. Isperite i temeljito osušite.

Prijemna primera: Nanosite 1 sloj proizvoda Assure Plus i osušite zrakom.

Nanošenje paste na bravicu: Nanosite adheziv na podložak bravice i razmažite ga u mrežu. Postavite bravicu na pripremljenu površinu zuba. Adheziv tretirajte svjetlošću iz blizine 10 sekundi*.

Napomena: Nopolimerizirani GoTo ima ružičastu boju i bliziji nakon stvrđnjavanja. GoTo će fluorescirati u prisutnosti crnog svjetla.

Uklanjanje adheziva i bravice:

Da biste uklonili proizvod GoTo™, koristite ligaturni rezač kako biste obuhvatili adheziv na sučelju bravice/cakline i otrgli bravicu sa zuba. Preostali materijal može se ukloniti pomoću brusilice sustava finiranja Renew® i nastavaka br. 38 sustava finiranja Renew®.

⊕ **MJERE OPREZA:** Nopolimerizirane smole mogu kod osjetljivih osoba izazvati reakcije na koži. U slučaju dodira s kožom, temeljito je operite sapunom i vodom. Ako slučajno dospiju u oči, isperite obilnom količinom vode i odmah potražite liječničku pomoć. Kontakt s ostalim tkivima: područje izljevanja odmah isperite obilnom količinom vode nekoliko minuta. Pazite da sredstvo za jetkanje ne dospjeje na meko tkivo.

△ Korištenje UV, halogenog i LED svjetla za učvršćivanje može izazvati oštećenje očiju. Pacijent, liječnik i asistent trebaju koristiti propisno dizajnirane zaštitne naočale za vrijeme upotrebe ovih uređaja za svjetlosno učvršćivanje.

↔ **OGRAIČENJE TEMPERATURE:** Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25°C.)

Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

POPULACIJA PACIJENATA: Predviđena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

KONTRAINDIKACIJE: Pričvršćivanje dodataka za pacijente s ugroženim oralnim zdravljem, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojéća dentalna stanja (tj. dekalifikacija, karijesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD: Odložite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalim i/li međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne- opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

JAMSTVO: Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne preuzima odgovornost za bilo kakvu štetu ili gubitak, izravnan ili posljedičan, koji proizilazi iz upotrebe ili nesposobnosti da se proizvod upotrebljava kako je opisano. Prije upotrebe, korisnik je dužan utvrditi prikladnost proizvoda za njegovu predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

SAMO NA RX: Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.
OBAVIJEST: Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i/ ili pacijent ima sjedište.

HU - HUNGARIAN
ALKALMAZÁSI JAVALLATOK: A GoTo® fényre kötő ragasztóként használható fel.
HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

Fog előkészítése: Polírozza a zománcfelszíneket a 1st & Final ®-al, öblítse le és alaposan szárítsa meg.

Savazás: Vigyen fel savazószert a teljes ragasztandó területre. Hagyja 30 másodpercig marni. Öblítse le és alaposan szárítsa meg.
Primer alkalmazás: Vigyen fel 1 réteg Assure Plus és szárítsa meg légárammal.

A paszta felvitele a bracketre: Vigyen fel ragasztót a brackettalpra és osszassa el a bracket

fémhálóján. Helyezze fel a bracketet a primerrel kezelt fogfelszínre. Fotopolimerizálja a ragasztót közvetlen közélből 10 másodpercig*.

Megjegyzés: A nem polimerizált GoTo rózsaszín színű, és kikeményedés után elhalványul. A GoTo fekete fény mellett fluoreszál.

Bracket és ragasztó eltávolítása:

A GoTo™ eltávolításához egy ligatúra vágót használjon a ragasztó bracket/zománc találkozásnál történő megragadásához, és csipje le a bracketet a fogról. A fennmaradó anyag eltávolítható Renew® Finishing System Bur és Renew ® Finishing System # 383 hegy segítségével.

⊕ **ÖVINTÉZKEDÉSEK:** A nem polimerizált gyanták az arra érzékeny személyeknél bőrritációt okozhatnak. Bőrel való érintkezés esetén alaposan mossa le szappannal és vízzel. Véletlen szembe jutás esetén öblítse ki bő vízzel és azonnal forduljon orvoshoz. Egyéb szöveteleket történő érintkezés: a szivárgással érintett területet azonnal, több percig öblítse le bőséges mennyiségű vízzel. Kerülje el a savazószér lágyszövetekre jutását.

△ Az UV, halogén és LED polimerizációs lámpák használata szemkárosodással járhat. A betegnek, az orvosnak és az asszisztensnek a fotopolimerizációs eszközök használatá során megfelelően kialakított védőszemüveget kell viselnie.

↔ **HÖMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:** Szobahőmérsékleten (15-25 fok) tárolandó.

A páciensnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszemüveget kell viselnie.

BETEGCSOPORT: A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályzású kezelésre van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

ELLENJAVALLATOK: A fogak károsodásának kockázatát, például rossz szájhigiénéival, fogágybetegséggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalifikáció, szuvas elváltozások, nagy fogpótlások) rendelkező betegeknél fennálló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

RIZTÓNSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS: A tartalmat és a tartályt a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok ártalmatlanítására engedéllyel rendelkező vállalkozó véghezeti el, vagy gyűjtőhelyen helyezhető el, kivéve az üres tiszta tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlaníthatók.

GARANCIA: A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicseréli a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontic Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségért, amely a termékek fentiekben ismertetett felhasználásából vagy a fenti előírásoktól eltérő felhasználásából fakad. Használat előtt a felhasználó felelőssége annak meghatározása, hogy a termék alkalmas-e a rendeltetészerű felhasználásra. Ezzel kapcsolatban minden feltevésség és kockázat a felhasználót terheli.

KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELVÉNYRE: Az Amerikai Egyesült Államok A szövetségi törvények értelmében az eszköz kizárólag fogászati rendelvényre vagy fogszakorvos részére értékesíthető.

FELSZÓLÍTÁS: Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

IT - ITALIAN

INDICAZIONI PER L'USO GoTo® è utilizzato come adesivo fotopolimerizzabile per bracket.

ISTRUZIONI PER L'USO

Preparazione dei denti: Eseguire la profilassi delle superfici di smalto con 1st & Final®, risciacquare e asciugare accuratamente.

Mordenzante: Applicare l'agente mordenzante su tutta l'area da incollare. Lasciare trascorrere 30 secondi per la mordenzatura. Risciacquare e asciugare accuratamente.

Applicazione del primer: Applicare 1 strato di Assure Plus e asciugare con aria.

Applicazione della pasta sul bracket: Applicare l'adesivo sulla piastrina del bracket e distribuire nella maglia del bracket. Applicare il bracket sulla superficie del dente pretrattato con primer. Fotopolimerizzare l'adesivo a distanza ravvicinata per 10 secondi*.

Nota: GoTo non polimerizzato presenta un colore rosa e sbiadisce una volta indurito. GoTo emetterà fluorescenza in presenza di una luce nera.

Rimozione di bracket e adesivo:

Per rimuovere GoTo™ utilizzare una taglia-legature per afferrare l'adesivo sull'interfaccia bracket/smalto e separare il bracket dal dente Il materiale rimanente può essere rimosso con una Fresa per Sistema di finitura Renew® e una Punta n. 383 del Sistema di finitura.

⊕ **PRECAUZIONI:** Le resine non polimerizzate possono causare sensibilizzazione cutanea nelle persone predisposte. In caso di contatto con la pelle, lavare accuratamente con acqua e sapone. Se accidentalmente instillati negli occhi, lavare abbondantemente con molta acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Contatto con altri tessuti: risciacquare immediatamente l'area di fuoriuscita con abbondanti quantità di acqua per vari minuti. Evitare di collocare l'agente mordenzante sui tessuti molli.

△ L'uso di lampade polimerizzanti UV, alogene e LED può essere associato a danni agli occhi. Il paziente, il

medico e l'assistente devono indossare protezioni oculari adeguatamente progettate quando si utilizzano questi dispositivi di fotopolimerizzazione.

↔ **LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-25 gradi °C).

Paziente e personale odontoiatrico devono sempre indossare le protezioni oculari.

POPOLAZIONE DI PAZIENTI: La popolazione di pazienti di destinazione è quella pediatrica e degli adulti che necessitano di un trattamento ortodontico secondo le indicazioni cliniche.

CONTROINDICAZIONI: L'incollaggio di elementi in pazienti con una salute orale compromessa, come per esempio scarsa igiene orale, malattia parodontale o condizioni dentali preesistenti (ad es. decalcificazione, lesioni cariose, restauri di grandi dimensioni) può aumentare il rischio di danneggiamento ai denti.

SMALTIMENTO SICURO: Smaltire contenuto e contenitore presso un punto di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali, in conformità con le normative locali, regionali, nazionali e/o internazionali, un operatore autorizzato per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi o un sito di raccolta, ad eccezione dei contenitori vuoti e puliti che possono essere smaltiti come rifiuti non pericolosi.

GARANZIA: Reliance Orthodontic Products, Inc. si assume la responsabilità per la sostituzione dei prodotti qualora se ne dimostri la difettosità. Reliance Orthodontic Products, Inc. non si assume responsabilità per eventuali danni o perdite, diretti o conseguenti, derivanti dall'uso o dall'incapacità di usare i prodotti così come descritti. Prima dell'uso, è responsabilità dell'utilizzatore determinare l'adeguatezza del prodotto per l'uso previsto. L'utilizzatore si assume tutti i rischi e le responsabilità connesse.

SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA: STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo aodontoiatri o su prescrizione medica.

NOTA: segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui reside l'utilizzatore e/o il paziente.

NL - DUTCH

NL - DUTCH

INDICATIES VOOR GEBRUIK: GoTo® is bedoeld voor gebruik als een licht-uithardtingsbeugelijm.

GEBRUIKSAANWIJZING:

Tandvoorbereiding: Reinig de emailoppervlakken met 1st & Final®, spoel af en droog grondig.

Etsen: Breng het etsmiddel aan op het gehele te verlrijmen gebied. Wacht 30 seconden voor het etsen. Spoelen en droog drogen.

Primer aanbrengen: Breng 1 laagje Assure Plus aan en blaas droog.

Aanbrengen van Pasta op beugel: Breng lijm aan op het beugelkussen en smeet het beugelgaas in. Breng de beugel aan op het van primer voorziene tandoppervlak. Lichtuitharden van de lijm op korte afstand gedurende 10 seconden*.

Opmerking: Niet-gepolymeriseerde GoTo heeft een roze kleur en vervaagt zodra het is uitgehard. GoTo zal fluoresceren onder de aanwezigheid van blacklight.

De afbouw van een orthodontisch apparaat op een kind

Beugel en lijmverwijdering:

Om GoTo™ te verwijderen gebruikt u een ligatuursnijder om de lijm bij de beugel/het raakvlak te grijpen en de beugel van de tand af te knijpen. Resterend materiaal kan worden verwijderd met een Renew® Finishing System Bur en Renew® Finishing System #383 Point.

⊕ **LET OP:** Ongepolymeiseerde harsen kunnen bij gevoelige personen HUIDIRITATIE veroorzaken. In geval van contact met de huid droogt wassen met water en zeep. Als het niet per ongeluk in de ogen komt, spoel dan met een grote hoeveelheid water en zoek onmiddellijk medische hulp. Bij contact met andere weefsels: gedurende enkele minuten overvloedig spoelen. Vermijd plaatsing van etsmiddel op zacht weefsel.

△ Het gebruik van UV-, halogeen- en LED-uithardtingslampen kan in verband worden gebracht met oogschade. De patiënt, de arts en de assistent moeten bij het gebruik van deze lichtuithardingsapparaten een goed ontworpen veiligheidsbril dragen.

↔ **TEMPERATUURBEPERKING:** Opslag bij kamertemperatuur (15-25°C.)

De patiënt en het tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbril te dragen.

PATIËNTENPOPULATIE: De beoogde patiëntengroep bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van clinic.

CONTRA-INDICATIES: Bonding bij patiënten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygiëne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontkalking, carieuze laesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandschade verhogen.

VEILIGE VERWIJDERING: Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval, in overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelaats voor gevaarlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevaarlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevaarlijk of bijzonder afval.

GARANTEE: Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haar verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontic Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade

of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of het niet kunnen gebruiken van de producten zoals beschreven. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om vóór gebruik te bepalen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

ALLEEN RX: VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandheelkundige.

OPMERKING: Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

De afbouw van een orthodontisch apparaat op een kind

NO - NORWEGIAN

INDIKASJONER FOR BRUK: GoTo® er tiltenkt for bruk som lysherdende adhesiv for bracketter.

INSTRUKSJONER FOR BRUK:

Tannforberedelse: Forbehandle emaljeoverflaten med 1st & Final®, skylt og tørk grundig.

Etsmiddel: Påfør etsemiddel på hele området som skal bondes. La etse i 30 sekunder. Skylt og tørk grundig.

Primer-applikasjon: Påfør 1 strøk Assure Plus, og tørk med luft.

Applikasjon av pasta på bracketten: Påfør adhesiv på brakettputen og smør det inn i brakettnettet. Påfør bracketten på den primede tannoverflaten. Lysherd adhesivet på nært hold i 10 sekunder**.

Merk: Uopolymerisert GoTo har rosa farge og blekner når den er herdet. GoTo vil fluoreskere under nærvær av ett svart lys.

Fjerne braket og adhesiv:

Fjern GoTo™ ved hjelp av en ligaturkutter, grip adhesivet på grensesnittet mellom bracketten og emaljen og klyp bracketen fra tannen. Resterende materiale kan fjernes med et Renew® -etterbehandlingssystem med bor og Renew® -etterbehandlingssystem med point nr. 383.

⊕ **FORHOLDSREGLER:** Ikke-polymerisert resin kan forårsake hudirritasjoner hos motakkelige personer. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og vann. Ved utilsiktet kontakt med øyne, skylt med store mengder vann og kontakt lege øyeblikkelig. Ved kontakt med annet ve: skylt det gjeldende området umiddelbart med store mengder vann i flere minutter. Unngå plassering av etsmiddel på bløtvev.

△ Bruk av UV-, halogen- og LED-herdelamper kan være forbundet med øyeskader. Pasienten, legen og assistenten skal bruke riktig utformede vernebriller når disse herdelamperne brukes.

↔ **TEMPERATURBEGRENSNING:** Oppbevares ved romtemperatur (15-25 grader C.)

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonalet.

PASIENTGRUPPE: Den tiltenkte pasientgruppen er pediatriske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av klinikere.

KONTRAINDIKASJONER: Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munnhelse, som dårlig munnhygiene, periodontal sykdom eller eksisterende tannlistander (dvs. avkalking, karieslesjoner, store restaureringer) kan øke risikoen for tannskade.

SIKKER AVHENDING: Kast innholdet og beholderen til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverandør av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme rene beholdere som kan deponeres som ikke- farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

GARANTI: Reliance Orthodontic Products, Inc. anerkjenner sitt ansvar for å erstatte produkter hvis de viser seg å være defekt. Reliance Orthodontic Products, Inc. påtar seg intet ansvar for skader eller tap, direkte eller følgendesaker, som skyldes bruk av eller manglende evne til å bruke produktene som beskrevet. Før bruk er det brukers ansvar å vurdere egnetheten til produktet for den tiltenkte bruken. Brukeren påtar seg all risiko og ansvar i forbindelse med dette.

BARE RX: Federal Federal lov i USA begrenser salg av denne enheten til eller etter ordre fra en tannlege.

MERKNAD: Rapportør alvorlige hendelser til Reliance og ansvarlig tilsynsmyndighet i landet der brukeren og/eller pasienten er hjemmehørende.

De afbouw van een orthodontisch apparaat op een kind

PL - POLISH
WSKAZANIA DO STOSOWANIA: GoTo® jest przeznaczony do stosowania jako światło utwardzalny klej do zamków.

INSTRUKCJA STOSOWANIA:

Przygotowanie zębów: Przygotować powierzchnie szklwia za pomocą pumeksu 1st & Final®, spłukać i dokładnie osuszyć.

Wytrawianie: Należy użyć środka wytrawiający na cały obszar, który ma być klejony. Pozostawić na 30 sekund w celu wytrawienia. Spłukać i dokładnie osuszyć.

Nakładanie podkładu: Należy użyć 1 warstwę żywicy Assure Plus i osuszyć powietrzem.

Nakładanie pasty na zamek: Należy klej na podkładkę pod zamek i rozprowadzić po siateczce zamka. Na zagruntowaną powierzchnię zęba należy zamek. Klej utwardzać światłem z bliskiej odległości przez 10 sekund*.

Uwaga: Niespolimeryzowany GoTo ma różowy kolor i blaknie po utwardzeniu. GoTo będzie fluoryzować w obecności czarnego światła.

Zdejmowanie zamka i usuwanie kleju:

Aby usunąć klej GoTo™, użyć klezczy do cięcia ligatury, w celu uchwycenia kleju na styku zamka i szklwia i zdjęcia zamka z zęba. Pozostały materiał można usunąć za pomocą wiertła Renew® Finishing System Bur i Renew® Finishing

System: 383 Point.

⊕ **ŚRODKI OSTROŻNOŚCI:** Żywicze niespolimeryzowane mogą wywolywać u osób wrażliwych uczulenie na skórze. W przypadku kontaktu ze skórą umyć dokładnie wodą z mydłem. W razie przypadkowego dostania się do oczu przepłukać dużą ilością wody i natychmiast skontaktować się z lekarzem. Kontakt z innymi tkankami: miejsce wycieku natychmiast przepłukać obficie wodą przez kilka minut. Unikać nakładania środka trawiącego na tkankę miękką.

△ Stosowanie lamp utwardzających UV, halogenowych i LED może wiązać się z uszkodzeniem oczu. Podczas korzystania z wymienionych urządzeń do utwardzania światłem pacjent, lekarz i asyentent powinni nosić prawidłowo zaprojektowane okulary ochronne.

↔ **OGRAIŒCZENIE TEMPERATURY:** Przechowywać w temperaturze pokojowej (15–25°C).

Pacjent i personel stomatologiczny powinni nosić okulary ochronne.

POPULACJA PACJENTÓW: Przewidywana populacja pacjentów to pacjenci pediatryczni oraz dorośli, wymagający leczenia ortodontycznego zgodnie ze wskazaniami lekarza.
PRZECIWWSKAZANIA: Klejenie zacepów u pacjentów ze złym stanem zdrowia jamy ustnej, jak na przykład niewystarczająca higiena jamy ustnej, chorobami przyzębia lub istniejącymi wcześniej stomatologicznymi stanami chorobowymi (np. odwapnienie, zmiany próchnicze, duże odbudowy) może zwiększyć ryzyko uszkodzenia zębów.
BEZPIECZNA UTYLIZACJA: Zawartość oraz pojemnik należy usuwać, korzystając z punktów zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych, zgodnie z przepisami lokalnymi, regionalnymi, krajowymi i/lub międzynarodowymi, za pośrednictwem licencjonowanego podmiotu zajmującego się utylizacją odpadów niebezpiecznych lub odpowiedzialnego punktu zbiórki, z wyjątkiem pustych, czystych pojemników, które mogą być utylizowane jako odpady inne niż niebezpieczne, w punkcie zbiórki odpadów niebezpiecznych lub specjalnych.

GWARANCJA: Firma Reliance Orthodontic Products, Inc. odpowiada za wymianę produktów w przypadku stwierdzenia ich wadliwości. Reliance Orthodontic Products, Inc. nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody lub straty bezpośrednie lub wtórne wynikające z użycia lub braku możliwości użycia produktów w sposób zgodny z opisem. Przed użyciem użytkownik odpowiada za określenie przydatności produktu do przewidzianego zastosowania. Użytkownik ponosi wszelką odpowiedzialność i ryzyko z tym związane.

PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTĘ: Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub na jego zlecenie.

UWAGA: Wszelkie poważne zdarzenia należy zgłaszać firmie Reliance oraz właściwemu organowi państwa, w którym użytkownik i/lub pacjent przebywa.

De afbouw van een orthodontisch apparaat op een kind

PT - PORTUGUESE

INDICAÇÕES DE USO: O GoTo® destina-se a ser usado como adesivo de bráquete para fotopolimerização.

INSTRUÇÕES DE USO:

Preparação do dente: Faça a profilaxia as superfícies de esmalte com 1st & Final®, enxague e seque bem.

Condicionamento: Aplique o agente de condicionamento em toda a área a ser colada. Aguard 30 segundos para o condicionamento. Enxague e seque bem.

Aplicação do Primer: Aplique 1 camada de AssurePlus e seque com ar.

Aplicação da Pasta no bráquete: Aplique o adesivo no bloco do bráquete e espalhe na malha do bráquete. Aplique o bráquete sobre a superfície do dente preparado. Faça a fotopolimerização do adesivo nas proximidades durante 10 segundos*.

Nota: GoTo não polimerizado apresenta cor rosa e desbota após curado. GoTo ficará fluorescente sob a presença de luz negra.

Remoção de bráquetes e adesivos:

Para remover o GoTo™, use um cortador de ligadura para agarrar o adesivo na interface bráquete/esmalte e aperte o bráquete do dente. O material restante pode ser removido com uma Broca do Sistema de Acabamento Renew® e a Ponta do Sistema de Acabamento Renew® #383.

⊕ **PRECAUÇÕES:** As resinas não polimerizadas podem causar sensação cutânea em pessoas suscetíveis. Em caso de contato com a pele, lave bem com água e sabão. Se acidentalmente instiladas nos olhos, enxague com quantidade abundante de água e procure imediatamente assistência médica. Contato com outros tecidos: lave imediatamente a área de derramamento com quantidades abundantes de água durante alguns minutos.

△ O uso de fotopolimerização com UV, halogênios e LED pode estar associado a lesões oculares. O paciente, o médico e o assistente devem usar óculos de proteção projetados adequadamente ao usar estes dispositivos de fotopolimerização.

↔ **LIMITAÇÃO DE TEMPERATURA:** Armazene a temperatura ambiente (15-25 graus C.)

O paciente e a equipa de odontologia devem utilizar óculos de proteção.

POPULAÇÃO DE PACIENTES: A população de pacientes prevista é uma população pediátrica