

  
RELIANCE ORTHODONTIC PRODUCTS, INC.  
1540 W. Thorndale Avenue,  
Itasca, IL 60143 USA  
1-800-323-4348 Made in USA | Rx Only  
RelianceOrthodontics.com

 RelianceOrthodontics.com

 ITC TRANSLATIONS  
ITC USA  
2000 PGA Blvd., Suite 4440  
Palm Beach Gardens, FL 33408

EC REP MD

EMERGO EUROPE  
Westervoortsedijk 60  
6827 AT Arnhem  
The Netherlands

AUSTRALIAN SPONSOR  
EMERGO AUSTRALIA  
Level 20, Tower II, Darling Park, 201 Sussex St, Sydney,  
NSW 2000, Australia

U.K. PERSON RESPONSIBLE  
EMERGO CONSULTING (UK) LIMITED  
c/o Cr360 – UL International  
Compass House, Vision Park Histon  
Cambridge  
CB24 9BZ  
England, United Kingdom

SWITZERLAND AUTHORIZED REPRESENTATIVE  
MedEnvoy Global BV  
Leidschendam-Voorburg, Zug Branch Office  
Gotthardstrasse 28, 6302 Zug, Switzerland



**RESTORE™**  
**DIAMOND**  
**POLISHING PASTE**

INSTRUCTIONS FOR USE

 V3 OCT.2023  
1639

 **RELIANCE®**  
ORTHODONTIC  
PRODUCTS



SCAN FOR MORE INFORMATION

## EN - ENGLISH

**INDICATIONS FOR USE:** Restore™ diamond polishing paste is intended for use in restoring an aesthetic polish on porcelain, zirconia or ceramic surfaces following orthodontic treatment.

**INSTRUCTIONS FOR USE:**

- Rinse the zirconia, ceramic or porcelain surface with water.
- Apply Restore™ liberally to the surface.
- Polish with a Prophy cup or soft buff.
- Rinse with water.

Repeat process above to enhance luster.

**TEMPERATURE LIMITATION:** Store at room temperature (15-25°C)

**CAUTION: DO NOT REUSE IF SYRINGE BECOMES CONTAMINATED. AVOID CONTACT OF THE REUSABLE PARTS WITH THE PATIENTS MOUTH. USE NEW, UNCONTAMINATED GLOVES. APPLY DISPOSABLE BARRIER SLEEVES/WRAPS BEFORE EACH PATIENT.**

◊ Avoid contact with skin and eyes.

Protective eyewear should be worn by the patient and dental staff.

**PATIENT POPULATION:** The intended patient population is pediatric and adults requiring orthodontic treatment as indicated by clinicians.

**CONTRAINDICATIONS:** Bonding attachments to patients with compromised oral health, such as poor oral hygiene, periodontal disease, or preexisting dental conditions (i.e., decalcification, carious lesions, large restorations) can increase the risk of tooth damage.

**SAFE DISPOSAL:** Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point, in accordance with local, regional, national and/or international regulation, a licensed hazardous-waste disposal contractor or collection site except for empty clean containers which can be disposed of as non-hazardous waste, a hazardous or special waste collection point.

**WARRANTY:** Reliance Orthodontic Products, Inc. recognizes its responsibility to replace products if proven to be defective. Reliance Orthodontic Products, Inc. does not accept liability for any damages or loss, direct or consequential, stemming from use of or suitability of the product for its intended use. The user assumes all risk and liability in connections therewith.

**RX ONLY:** U.S. Federal law restricts this device to sale by or on the order of a dental professional.

**NOTICE:** Report any serious incident to Reliance and the competent authority of the state in which the user and/or patient is established.

**TO REORDER:** #RESPP2

## BG - BULGARIAN

**ПОКАЗАНИЯ ЗА УПОТРЕБА:** Диамантената полираща паста Restore™ е предназначена за използване при възстановяване на естетичното полиране върху порцеланови, циркониеви или керамични повърхности след отстраняване на ортодонтически апарат.

**НАВОД К ПОУЗИТИ:**  
1. Оплънте зиркониев, керамичен и/или порцеланов покрив на воду.

2. На поврх нанесете либоволн Restore™.  
3. Вълшите профилактична погарка на зиркониевия покрив.

4. Оплънте воду.  
Опакованите външни постапи са използвани при възстановяване на зиркониевия покрив.

**OMEZENÍ TEPLITOTY:** Uchovávejte při pokojové teplotě (15–25°C)

**POZOR: NEPOUŽÍVEJTE STŘÍKAČKU OPAKOVANÉ, POKUD DOJDE K JEJÍ KONTAMINACI.**

**POUŽITELNÉ DÍLY NESMÍ PŘIJÍT DO KONTAKTU S ÚSTY PACIENTŮ. POUŽÍVEJTE NOVÉ, NEKONTAMINOVANÉ RUKAVICE.**

**PŘED KAŽDÝM PACIENTEM NASAĎTE JEDNORÁZOVÁ BARIÉROVÁ POUZDRA/ OBALY**

◊ Zabraňte kontaktu s kůží a očima.

Jak pacient, tak stomatologický personal by měli mít ochranné brýle.

**POPULACE PACIENTŮ:** Prostředek je určen pro pediatrické a dospělé pacienty vyžadující ortodontický zákon podle indikace klinického stomatologa.

**KONTRAINDIKACE:** Lepení zubních náhrad pacientům s horším zdravotním stavem ústní dutiny, jako je špatná ústní hygiena, parodontální onemocnění nebo již existující zubní potíže (např. odvápnění, kazivé leže, velké výplné), může zvýšit riziko poškození zubů.

**BEZPEČNÁ LIKVIDACE:** Obsah a obal odevzdějte na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu v souladu s místními, regionálními, národními a/nebo mezinárodními předpisy, licencovanému poskytovateli služeb likvidace nebezpečného odpadu nebo ve sběrném středisku, s výjimkou prázdných čistých nádob, které lze likvidovat jako odpad, který není

◊ Izbygvajte kontakt s kůží a očite.

Predpazni очила трябва да се носят от пациента и стоматологичния персонал.

**ПАЦИЕНТНА ПОПУЛАЦИЯ:** Целевата популация пациенти е педиатрична и възрастна, нуждаеща се от ортодонтическо лечение съгласно посоченото от клиниките.

**ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:** Залепването на приставки при пациенти с компромитирано орално здраве, като лоша орална хигиена, пародонтално заболяване или съществуващи зъбни заболявания (напр. декалцификация, кариизни лезии, големи реставрации) може да повиши риска от увредждане на зъбите.

**БЕЗОПАСНО ИЗХВЪРЛЯНЕ:** Изхвърляйте съдържанието и съда в пункт за събиране на опасни или специални отпадъци в съответствие с местните, регионални, национални и/или международни разпоредби, при лицензиран изпълнител за обезвреждане на опасни отпадъци или място за събиране, с изключение на празни чисти съдове, които могат да се изхвърлят като неопасни отпадъци, пункт за събиране на опасни или специални отпадъци.

**POUZ NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS:** USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubařského lékaře nebo na jejím základě.

**POZNÁMKA:** Oznamte společnosti Reliance a příslušnému orgánu státu, ve kterém uživatel a/

nebo pacient sídlí, jakoukoliv závažnou událost.

nebezpečný, likvidujte veškerý materiál předáním na sběrné místo nebezpečného nebo zvláštního odpadu.

**ZARUKA:** Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. uznává svou odpovědnost za výměnu produktu, pokud se ukáže, že jsou vadné. Společnost Reliance Orthodontic Products, Inc. nepřijímá odpovědnost za jakékoli škody nebo ztráty, přímé nebo následné, vyplývající z používání nebo vhodnosti produktu pro zamýšlené použití. Uživatel přebírá veškeré riziko a odpovědnost v souvislosti s tím.

**POUZ NA LÉKAŘSKÝ PŘEDPIS:** USA Federální zákon omezuje prodej tohoto zařízení z titulu objednávky zubařského lékaře nebo na jejím základě.

**VORSICHT: NICHT WIEDERVERWENDEN, WENN DIE SPRITZE KONTAMINIERT WIRD. DEN KONTAKT DER**

**WIEDERVERWENDBAREN TEILE MIT DEM MUND DES PATIENTEN VERMEIDEN. NEUE, NICHT KONTAMINIerte HANDSCHUHE VERWENDEN. VOR JEDEM PATIENTEN EINWEG-BARRIERESTULPEN-/UMHÄNGE ANLEGEN.**

◊ Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden. Sowohl der / die Patientin als auch das zahnärztliche Personal sollten eine Schutzbrille tragen.

**PATIENTENGROUPE:** Die vorgesehene Patientengruppe sind Kinder und Erwachsene, welche nach entsprechender Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.

**KONTRAINDIKATIONEN:** Die Befestigung von Zahnersatz bei Patienten mit Oralen Gesundheitsproblemen, wie z. B. schlechter Mundhygiene, Parodontalerkrankungen oder bestehenden Zahnerkrankungen (d. h. Entzündung, Karies, Läsionen, umfangreiche Restaurierungen) kann zu einem erhöhten Risiko von Zahnschäden führen.

**SICHERE ENTSORGUNG:** Inhalt und Behälter in Übereinstimmung mit lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Vorschriften der Problembafallsentsorgung, einem zugelassenen Unternehmen für die Entsorgung von Problembfällen oder einer Sammelstelle für Problembfälle zu führen. Ausgenommen sind leere, saubere Behälter, welche als nicht gefährlicher Abfall entsorgt werden können.

**ADVARSEL: GENANVEND IKKE, HVIS SPRØJTEN BLIVER KONTAMINERET UNDGÅ KONTAKT MED DE GENANVENDELIGE DELE OG PATIENTENS MUND. BRUG NYE, UKONTAMINEREDe HANDSKER. ANVEND ENGANGS-BESKYTTELSESÆRMER/OMSLAG FØR HVER PATIENT.**

◊ Undgå kontakt med hud og øjne. Beskytelsesbriller bør bæres af patienten og tandlægepersonalet.

**PATIENTPOPULATION:** Produktet er tilsligtet pædiatriske patienter, samt voksne, som anbefales klinisk orthodontisk behandling.

**KONTRAINDIKATIONER:** Det kan øge risici for tandskader at binde vedhæftninger hos patienter med dårlig tand- og mundsundhed, såsom dårlig tandhygiejne, parodontose eller forudeksisterende tandsygdomme (f.eks. afkalkning, karies, store rekonstruktioner).

**SIKKERT BORTSKAFFELSE:** Indhold og beholdere bør bortskaffes som specialaffald eller farligt affald i henhold til lokal, regional, national or/eller international lovgivning af en godkendt renovationsvirksomhed eller på et godkendt sted, undtagen tomme, renjegrote beholdere, som kan bortskaffes som ikke-farligt affald på et affaldssted til farligt eller specialaffald.

**VERSCHREIBUNGSPFLICHTIG:** Nach dem US-amerikanischen Bundesgesetz darf dieses Produkt nur durch einen Zahnarzt oder auf Anordnung eines Zahnarztes abgegeben werden.

**HINWEIS:** Melden Sie jeden schwerwiegenden Vorfall an Reliance und die zuständige Behörde des (Bundes-)Staates, in dem der Benutzer bzw. der Patient niedergelassen ist.

**EL - GREEK**

**ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ:** Η πάσα στιλβωσής με διαμάντια Restore™ προορίζεται για την αποκατάσταση της στιλβωσής για αισθητικούς λόγους σε πορσελάνη, ζιρκόνια ή κεραμικές επιφάνειες μετά από την αφαίρεση της ορθοδοντικής συσκευής.

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ:**

1. Επιτλύνετε με νερό την επιφάνεια από ζιρκόνια, κεραμικό ή πορσελάνη.  
2. Εφαρμόστε επαρκή ποσότητα Restore™ στην επιφάνεια.  
3. Σπιλώντε με ένα κυττελλοειδές προφύλαξης ή απαλό στιλβωτικό.  
4. Επιτλύνετε με νερό.

Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να βελτιώσετε τη στιλπνότητα.

**ΟΡΙΟ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ:** Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου (15-25°C)

**ΠΡΟΣΟΧΗ: ΜΗΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΛΥΝΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΡΙΓΓΑΣ. ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΗΝ ΕΠΑΦΗ ΤΩΝ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΜΟΠΟΙΗΣΜΩΝ ΜΕΡΩΝ ΜΕ ΤΟ ΣΤΟΜΑ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΤΕ ΝΕΑ, ΜΗ ΜΟΛΥΣΜΕΝΑ ΓΑΝΤΙΑ.**

**ΕΦΑΡΜΟΖΟΜΕΤΕ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΑΝΙΚΑ / ΚΑΛΥΜΜΑΤΑ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΚΑΘΕ ΑΣΘΕΝΗ.**

◊ Αποφύγετε την επαφή με το δέρμα και τους

3. Mit einem Prophy-Kelch oder einer weichen Polierscheibe polieren.

4. Die Oberfläche mit Wasser absprühen.

Den obigen Vorgang wiederholen, um den Glanz zu verstärken.

**TEMPERATURBEGRENZUNG:** Bei Raumtemperatur lagern (15-25°C)

**VORSICHT: NICHT WIEDERVERWENDEN,**

**WENN DIE SPRITZE KONTAMINIERT**

**WIRD. DEN KONTAKT DER**

**WIEDERVERWENDBAREN TEILE MIT DEM**

**MUND DES PATIENTEN VERMEIDEN. NEUE,**

**NICHT KONTAMINIerte HANDSCHUHE**

**VERWENDEN. VOR JEDEM PATIENTEN**

**EINWEG-BARRIERESTULPEN-/UMHÄNGE**

**ANLEGEN.**

◊ Den Kontakt mit Haut und Augen vermeiden.

Sowohl der / die Patientin als auch das zahnärztliche Personal sollten eine Schutzbrille tragen.

**PATIENTENGROUPE:** Die vorgesehene Patientengruppe sind Kinder und Erwachsene, welche nach entsprechender Rücksprache mit dem behandelnden Arzt eine kieferorthopädische Behandlung benötigen.

Products, Inc. reconnaît la responsabilité qui lui incombe de remplacer tout produit prouvé défectueux. Reliance Orthodontic Products, Inc. n'accepte aucune responsabilité pour tout dommage ou perte, direct(e) ou indirect(e), découlant de l'utilisation ou de l'incapacité d'utiliser les produits aux fins indiquées. L'utilisateur assume tous les risques et responsabilités y afférents.

**UNIQUEMENT SUR ORDONNANCE :**  
ÉTATS-UNIS La loi fédérale limite la vente de ce dispositif à la vente par ou sur ordre d'un professionnel dentaire.

**REMARQUE:** tout incident sérieux doit être signalé à Reliance ainsi qu'à l'instance compétente de l'État où l'utilisateur et/ou le/la patient(e) sont installés.

#### HR - CROATIAN

**INDIKACIJE ZA UPOTREBU:** Dijamantna pasta za poliranje estore™ namijenjena je za obnovu estetskog laka na porculanskim, cirkonskim ili keramičkim površinama nakon uklanjanja ortodontske naprave.

#### UPUTE ZA UPOTREBU:

- Operite cirkonsku, keramičku ili porculansku površinu vodom.
- Nanelite znatnu količinu proizvoda Restore™ po površini.
- Polarajte pomoću profilacijske šalice ili mukane brusilice.
- Isperite vodom.

Ponovite postupak za poboljšanje sjaja.

#### OGRANIČENJE TEMPERATURE:

Čuvati na sobnoj temperaturi (15-25°C)

#### OPREZ: NEMOJTE PONOVNO.

#### UPOTREBLJAVATI AKO DOĐE DO KONTAMINACIJE ŠTRCALJE.

#### IZBJEGAVAJTE KONTAKT DIJELOVA KOJI SE MOGU VIŠEKRATNO KORISTITI S USTIMA PACIJENTA.

KORISTITE NOVE, NEKONTAMINIRANE RUKAVICE. OBUCITE JEDNOKRATNE ZAŠTITNE RUKAVE/OMOTAČE PRIJE SVAKOG PACIJENTA

◊ Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Pacijent i stomatološko osoblje moraju nositi zaštitne naočale.

**POPULACIJA PACIJENATA:** Predviđena populacija pacijenata su djeca i odrasli kojima je potrebno ortodontsko liječenje prema preporuci stomatologa.

**KONTRAINDIKACIJE:** Pričvršćivanje dodataka za pacijente s ugroženim oralnim zdravljem, kao što je loša oralna higijena, parodontna bolest ili već prethodno postojća dentalna stanja (tj. dekalcifikacija, kariesne lezije, veliki nadomjesci) može povećati rizik od oštećenja zuba.

#### SIGURNO ODLAGANJE U OTPAD:

Odložite sadržaj i spremnik na mjesto za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada, u skladu s lokalnim, regionalnim, nacionalnim i/ili međunarodnim propisima, ovlaštenog izvođača za zbrinjavanje opasnog otpada ili na mjesto za prikupljanje, osim praznih čistih spremnika koji se mogu odlagati kao ne-opasni otpad na mjestu za prikupljanje opasnog ili posebnog otpada.

**JAMSTVO:** Reliance Orthodontic Products, Inc. preuzima odgovornost za zamjenu proizvoda ako se dokaže da su neispravni. Reliance Orthodontic Products, Inc. ne prihvata odgovornost za bilo kakve štete ili gubitke, izravne ili posljedične, koji proizlaze iz upotrebe ili prikladnosti proizvoda za predviđenu namjenu. Korisnik preuzima sav rizik i odgovornost u vezi s navedenim.

**SAMO NA RX:** Savezni zakon SAD-a ograničava kupovinu ovog proizvoda na stomatološke radnike ili po njihovom nalogu.

**OBAVIJEŠT:** Svaki ozbiljni incident prijavite tvrtki Reliance i nadležnom tijelu države u kojoj korisnik i / ili pacijent ima sjedište.

#### HU - HUNGARIAN

#### ALKALMAZÁSI JAVALLATOK:

Restore™ gyémánt polírozópasztát porcelán, cirkónium-oxid vagy kerámia felszínek esztétikai polírozásra használják, a fogszabályozó készülék eltávolítását követően.

#### HASZNÁLATI UTASÍTÁS:

- Öblítse le vízzel a cirkónium-oxid, kerámia vagy porcelán felszínt.
- Vigyen fel bőséges mennyiséggű Restore™-t a felszínre.
- Polírozzon egy polírozó gumiharanggal vagy puha bivalybőrrel.
- Öblítse le vízzel.

A csillagás fokozása érdekében ismételje meg a fenti eljárást

#### HÓMÉRSÉKLETKORLÁTOZÁS:

Szobahőmérsékleten (15-25°C) tárolandó

#### VIGYÁZAT: NE HASZNÁLJA

#### ÚJRA A FECSKENDŐT, HA AZ SZENNYEZŐDÖTT. KERÜLJE AZ ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ RÉSZÉT. HASZNÁLJON ÚJ, SZENNYEZŐDÉSMENTES KESZTŰKET.

#### ALKALMAZZON ELDÖBHATÓ VÉDŐFÓLIÁT/CSOMAGOLÓT MINDEN EGYES PÁCIENS ELŐTT.

◊ Kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést.

A páciensnek és a fogászati személyzetnek egyaránt védőszemüveget kell viselnie.

**BETEGCSOPORT:** A tervezett betegcsoport gyermekek és felnőttek, akiknek fogszabályozási kezelésére van szükségük, az orvosok által javasolt módon.

**ELLENJAVALLATOK:** A fogak károsodásának kockázatát, például rossz szájhigiéniával, foggyáborítéggel vagy már meglévő fogászati betegségekkel (például dekalcifikáció, szuva elváltozások, nagy fogfoltások) rendelkező betegeknél fennálló ragasztás növelheti a fogak károsodásának veszélyét.

**BIZTONSÁGOS ÁRTALMATLANÍTÁS:** A tartalmat és a tartály a helyi, regionális, nemzeti és/vagy nemzetközi előírásoknak megfelelően veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton, veszélyes hulladékok ártalmatlanítására engedélyel rendelkező vállalkozó végezheti el, vagy gyűjtőhelyen helyezhető el, kivéve az üres tisztá tartályokat, amelyek nem veszélyes hulladékként, veszélyes vagy speciális hulladékgyűjtő ponton ártalmatlanítatók.

**SOLO SU PRESCRIZIONE MEDICA:** STATI UNITI la legge federale degli Stati Uniti limita la vendita di questo dispositivo a odontoiatri o su prescrizione medica.

**NOTA:** segnalare qualsiasi incidente grave a Reliance e all'autorità competente dello Stato in cui risiede l'utilizzatore e/o il paziente.

#### NL - DUTCH

**INDICATIES VOOR GEBRUIK:** Restore™ Diamantpolijstpasta is bedoeld voor gebruik bij het herstellen van een esthetische polijstbeurt op porselein, zirkoon of keramische oppervlakken na verwijdering van het orthodontische apparaat.

**GARANTIA:** A Reliance Orthodontic Products, Inc. vállalja, hogy kicséríti a termékeket, amennyiben azok hibásnak bizonyulnak. A Reliance Orthodontics Products, Inc. nem vállal felelősséget semmilyen közvetlen vagy következményes kárért vagy veszteségről, amelyek a termék használataival vagy a rendeltetésszerű felhasználással való alkalmasságából származnak. Ezzel kapcsolatban minden felelősség és kockázat a felhasználót terhe.

**KIZÁRÓLAG ORVOSI RENDELÉNYRE:** Az Amerikai Egyesült Államok szövetségi törvényeinek értelmében az eszköz kizárolág fogászati rendelényre vagy fogszakorvos részére értékesítethető.

**FELSZÓLÍTÁS:** Jelentsen minden súlyos eseményt a Reliance-nek és a felhasználó és/vagy a páciens letelepedési helyének megfelelő állam illetékes hatóságainak.

**LET OP: NIET HERGEBRUIKEN ALS DE SPUIT VERONTREININGEN RAAKT. VERMIJD CONTACT VAN DE HERBRUIKBARE DELEN MET DE MOND VAN DE PACIËNT.**

**GEbruIK NIEUWE, NIET-VERONTREINIGDE HANDSCHOENEN. BRENG VOOR ELKE PATIËNT WEGWERPBESCHERMHULZEN/WIKKELS AAN.**

◊ Vermijd contact met de huid en de ogen. De patiënt en het tandheelkundig personeel dienen een veiligheidsbril te dragen.

**PATIËNTENPOPULATIE:** De beoogde patiëntengroep bestaat uit kinderen en volwassenen die een orthodontische behandeling nodig hebben op indicatie van clinici.

**CONTRA-INDICATIES:** Bonding bij patiënten met een slechte mondgezondheid, zoals slechte mondhygiëne, parodontale aandoeningen of reeds bestaande gebitsaandoeningen (d.w.z. ontstekingen, carieën, leesies, grote restauraties) kunnen het risico op tandbeschadiging verhogen.

**VEILIGE VERWIJDERING:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarenlijk of bijzonder afval, in

**LIMITI DI TEMPERATURA:** Conservare a temperatura ambiente (15-25°C).

**IT - ITALIAN**

**INDICAZIONI PER L'USO** La pasta diamantata lucidante Restore™ è utilizzata per il ripristino di una lucidatura estetica su superfici in porcellana, zirconio o ceramica dopo la rimozione dell'apparecchio ortodontico.

**ISTRUZIONI PER L'USO**

- Risciacquare la superficie in zirconio, ceramica o porcellana con acqua.
- Appicare Restore™ liberamente sulla superficie.

3. Lucidare con una coppetta per profilassi o un panno morbido.

4. Risciacquare con acqua.

Ripetere il processo precedente per aumentare la lucentezza.

**VEILIGE VERWIJDERING:** Inhoud en verpakking afvoeren naar inzamelpunt voor gevarenlijk of bijzonder afval, in

**PL - POLISH**

**WSKAZANIA DO STOSOWANIA:** Diamentowa pasta polerska Restore™ jest przeznaczona do przywracania estetycznego wyglądu powierzchni porcelanowych, cyrkonowych lub ceramicznych po zdjęciu aparatu ortodontycznego.

**INSTRUKCJA STOSOWANIA:**

- Spłukać wodą powierzchnię cyrkonową, ceramiczną lub porcelanową.

overeenstemming met lokale, regionale, nationale en/of internationale regelgeving, een erkende afvalverwerker of inzamelplaats voor gevarenlijk afval, behalve voor lege schone containers die als niet-gevarenlijk afval kunnen worden afgevoerd, een inzamelpunt voor gevarenlijk of bijzonder afval.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. erkent haal verantwoordelijkheid om producten te vervangen als blijkt dat ze defect zijn. Reliance Orthodontics Products, Inc. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of verlies, direct of indirect, die voortvloeit uit het gebruik of geschiktheid van het product voor het beoogde gebruik. De gebruiker neemt alle risico's en aansprakelijkheid in verband hiermee op zich.

**ALLEEN RX:** VS. De federale wetgeving beperkt dit apparaat tot de aankoop door of in opdracht van een tandarts.

**OPMERKING:** Ernstige incidenten moeten worden gemeld bij Reliance en de bevoegde autoriteit van de staat waarin de gebruiker en/of de patiënt is gevestigd.

#### NO - NORWEGIAN

**INDIKASJONER FOR BRUK:** Restore™ diamantpoleringspasta er tiltenkt for bruk for restaurering av estetisk polering på overflater av porselein, zirkonium eller keramikk etter fjerning av ortodontisk restaurasjon.

**INSTRUKSJONER FOR BRUK:**

- Skyll overflaten av zirkonium, keramikk eller porselein med vann.
- Appliser rikelig med Restore™ på overflaten.
- Poler med en profylaksekopp eller myk skive.
- Skyll med vann.

Gjenta prosessen over for å forbedre glansen.

**TEMPERATURBEGRENSNING:**

Oppbevares ved romtemperatur (15-25°C)

**FORSIKTIG: IKKE BRUK SPRØYTNEN PA NYTT DERSOM DEN KONTAMINERES.**

**UNNGÅ KONTAKT MELLOM GJENBRUKSDELER OG PASIENTENS MUNN.**

**BRUK NYE, UKONTAMINERTE HANSKER.**

**BRUK ENGANG BARRIEREMANSJETTER / DUKER FOR HVER PASIENT.**

◊ Unngå kontakt med hud og øyne.

Vernebriller skal brukes av pasienten og tannlegepersonælet.

**PASIENTGRUPPE:** Den tiltenkte pasientgruppen er pediatriske og voksne pasienter som trenger ortodontisk behandling som angitt av klinikere.

**KONTRAINDIKASJONER:** Bindeanordninger til pasienter med nedsatt munhelse, som dårlig munhygiene, periodontal sykdom eller eksisterende tanntilstander (dvs. avkalking, karieslesjoner, store restaureringer) kan øke risikoen for tannskade.

**SIKKER AVHENDING:** Kast innholdet og beholder til innsamlingssted for farlig avfall eller spesialavfall, i samsvar med lokale, regionale, nasjonale og/eller internasjonale forskrifter, en lisensiert leverandør av farlig avfall eller innsamlingssted, med unntak av tomme rene beholdere som kan deponeres som ikke-farlig avfall, et innsamlingssted for farlig eller spesialavfall.

**PRODUKT DOSTĘPNY TYLKO NA RECEPTE:** Amerykańskie prawo federalne ogranicza sprzedaż tego wyrobu przez lekarza dentystę lub jednostkę.

**ATENTIE: NU REUTILIZAȚI DACĂ SERINGA SE CONTAMINEAZĂ. EVITAȚI CONTACTUL PÂRȚILOR REUTILIZABILE CU GURA PACIENȚILOR. UTILIZAȚI MÂNUȘI NOI, NECONTAMINATE. APlicați PROTECTII DE UNICĂ FOLOSINTĂ, MANȘOANE/FOLII, ÎNAINTE DE TRATAREA FIECĂRUI PACIENT.**

◊ Evitați contactul cu pielea și ochii.

Este necesară purtarea ochelarilor de protecție de către pacient și personalul cabinetului stomatologic.

**POPULATIA DE PACIENTI:** Populația de pacienți vizată este reprezentată de copii și adulți care necesită tratament ortodontic, conform indicațiilor medicilor.

**CONTRAINDICATII:** Aplicarea adezivilor la pacientii cu o sănătate orală precară, cum ar fi igiena orală precară, boala parodontală sau afectiuni dentare preexistente (de exemplu, decalcificare, leziuni carioase, tratamente complexe) poate crește riscul de deteriorare a dintilor.

**ELIMINARE SIGURĂ:** Eliminați conținutul și recipientul la un punct de colectare a deșeurilor periculoase sau speciale, în conformitate cu reglementările locale, regionale, naționale și/ sau internaționale, la un contractant autorizat pentru eliminarea deșeurilor periculoase sau la un loc de colectare, cu excepția recipientelor goale și curate care pot fi eliminate ca deșeuri nepericuloase, la un punct de colectare a

deșeurilor periculoase sau speciale.

**GARANTIE:** Reliance Orthodontic Products, Inc. își recunoaște responsabilitatea de a întocmi produsele dacă se dovedesc să fi

defecțe. Reliance Orthodontics Products, Inc. nu își asumă răspunderea pentru daunele sau pierderile, directe sau pe cale de consecință, care rezultă din utilizarea sau compatibilitatea produselor în scopurile prevăzute. Utilizatorul își asumă toate riscurile și răspunderile în această privință.